

## **TOOTH STAIN REMOVERS - MWS0019**

**"maschinell übersetzt / traduit par une machine / tradotto a macchina"**

### **Verwendung**

Einfach den Vulkankopf anfeuchten und sanft auf Flecken und andere Verfärbungen auftragen.

Für beste Ergebnisse 1 - 2 Mal pro Woche anwenden.

Nach der Anwendung die Zähne putzen.

### **Über das Produkt**

Unsere Zahnfleckenentferner haben einen einzigartigen Polierkopf aus Vulkangestein, der Flecken sanft entfernt und Ihre Zähne natürlich weißer aussehen lässt.

### **Mode d'emploi**

Il suffit de mouiller la tête volcanique et de l'appliquer délicatement sur les taches et autres zones de décoloration.

Utiliser 1 à 2 fois par semaine pour de meilleurs résultats.

Se brosser les dents après utilisation.

### **A propos du produit**

Nos détachants dentaires sont dotés d'une tête de polissage unique en pierre volcanique qui élimine délicatement les taches pour donner à vos dents un aspect naturellement plus blanc.

### **Come si usa**

È sufficiente bagnare la testina vulcanica e applicarla delicatamente sulle macchie e su altre aree di decolorazione.

Utilizzare 1 - 2 volte alla settimana per ottenere i migliori risultati.

Lavarsi i denti dopo l'uso.

## **Informazioni sul prodotto**

I nostri smacchiatori sono dotati di un'esclusiva testina lucidante in pietra vulcanica che rimuove delicatamente le macchie per lasciare i denti naturalmente più bianchi.